

Bekämpar infektioner och biofilm, där det är viktigt

Biatain® Ag Non-Adhesive formar sig efter sårbotten för att reducera ansamlingen av exsudat och leverera silver till sårbädden.

- Dödar 99.99% av *P. aeruginosa* mogen biofilm* (*in vitro*)
- Formar sig efter sårbotten
- Absorberar vertikalt
- Låser in exsudatet

Biatain® Ag Non-Adhesive

Biatain® Ag Non-Adhesive med 3DFit Technology frisätter silver till sårbädden

Dödar 99.99% av mogen biofilm

Det är dokumenterat att Biatain Ag Non-Adhesive bekämpar 99,99 % av mogen biofilm* (P. aeruginosa) och förhindrar biofilmbildning (bevisat in vitro).¹ Förbandet är också effektivt mot ett brett spektrum av bakterier och svamp i upp till 7 dagar.¹



Formar sig efter sårbotten

Biatain Silicone Ag formar sig efter sårbotten, reducerar ansamlingen av exsudat och frisätter silver till sårbädden i upp till 7 dagar.



Absorberar vertikalt

När mikrokapillärerna i skumstrukturen absorberar exsudatet vertikalt frisläpps silvret till sårbädden i upp till 7 dagar.



Låser in exsudat

Exsudatet innesluts och hålls kvar under kompression, så att risken för maceration och spridning av infektion till sårkanten och huden runt såret minskar.



Användning

Biatain Ag Non-Adhesive används till ett brett spektrum av måttligt till kraftigt vätskande sår med försenad sårhäkning på grund av bakterier eller ökad risk för infektion. Till exempel akuta sår, såsom 2:a gradens brännskador, tagställen, postoperativa sår, traumatiska sår och svårläkta sår såsom bensår, trycksår och diabetiska fotsår.

Biatain Ag Non-Adhesive



Art.nr	Storlek i cm	Antal/fp
351050	5x7	5
396220	10x10	5
396230	10x20	5
396250	15x15	5

* Mogen biofilm definieras som minimum 24 timmar gammal.

1. Christiansen et al. *In vitro* evaluation of a silver foam dressing with and without silicone adhesive against biofilms and a broad range of microorganisms. Poster EWMA 2018.

ONEMED

Coloplast sårhjälpningsprodukter säljs och marknadsförs i Sverige av OneMed Sverige AB
www.onemed.com



Coloplast