

# PRODUKTFAKTABLAD TENA PANTS NORMAL, PLUS OCH EXTRA



## Användningsområde

TENA Pants i Normal, Plus och Extra absorption är ett säkert, bekvämt och diskret byxskydd för medelstora urinläckage och är mycket lämpligt för uppegående vårdtagare. Finns i fyra storlekar: Small, Medium, Large och X-Large. Skyddet tas enkelt av och på som vanliga underkläder, vilket ger användaren större möjlighet att klara sig själv samt ökar känslan av välbefinnande och oberoende.



smartcare™

Anpassad för användning tillsammans med TENA SmartCare Change Indicator

# PRODUKTFAKTABLAD TENA PANTS

## NORMAL, PLUS OCH EXTRA

### Produktegenskaper

TENA Pants Normal, Plus och Extra är ett mycket läckagesäkert skydd. Kärnan med dubbla kanaler och superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Stabil och mjuk benelastik ger en säker och bekväm passform.

TENA Pants Normal, Plus och Extra är ett mycket bekvämt och hudvänligt skydd. Midjeresåren (elastiska trådar som även går ner över absorptionskärnan) ger en kroppsnära passform vilket gör produkten mycket bekväm och säker under hela användningstiden. Mjuka, andningsbara material i hela produkten för hög komfort och god hudhälsa. Produkten har andningsbart spärrskikt.

TENA Pants Normal, Plus och Extra är ett mycket diskret skydd. Den kroppsnära passformen förhindrar att skyddet syns utanpå kläder och det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt. Odour neutralizer neutraliserar effekten av oönskad lukt. Färgad trådelastik i bakre linningen visar absorptionsnivå. TENA Pants finns i flera olika storlekar, storleksmarkeringen finns printad på utsidan av produkten i grenpartiet.



TENA Pants											
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Midja/ höft cm	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Ben- öppning cm	Antal/ påse st	Antal/ kart st	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet ml	Praktisk absorption ml	Essity Art.nr
<b>Normal</b>											
Small	✓	65-85	67	54	49	40-65	15	60	1052	351	79 14 67
Medium	✓	80-110	73	68	52	45-70	18	72	1108	369	79 15 72
Large	✓	100-135	83	81	57	55-80	18	72	1029	343	79 16 71
X-Large	✓	120-160	88	92	61	65-90	15	90	1120	373	79 17 64
<b>Plus</b>											
Small	✓	65-85	67	54	63	40-65	14	56	1369	456	79 27 05
Medium	✓	80-110	73	68	66	45-70	14	112	1405	468	78 25 37
Large	✓	100-135	83	81	71	55-80	10	80	1328	443	78 26 21
X-Large	✓	120-160	88	92	75	65-90	12	72	1430	477	79 27 08
<b>Extra</b>											
Small	✓	65-85	67	54	65	40-65	14	56	1618	539	79 25 95
Medium	✓	80-110	73	68	68	45-70	14	112	1576	525	79 25 67
Large	✓	100-135	83	81	73	55-80	10	80	1554	518	79 26 48
X-Large	✓	120-160	88	92	77	65-90	12	72	1512	504	79 27 06

### Användarinstruktion



# PRODUKTFAKTABLAD TENA PANTS

## NORMAL, PLUS OCH EXTRA

### Ingående material

#### YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

#### YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

#### INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

#### ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

#### TISSUE MATERIAL

Material: ECF massa

Funktion: Förslutning av absorberande kärna

#### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt neutralisera oönskad lukt

#### HÖFT- OCH MIDJEELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kroppsnära passform

#### BEN – OCH BARRIÄRELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

#### SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

För samtliga TENA Pants skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

### Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



**essity**

TENA,  
an Essity brand

