

Produktdatablad

Produktnavn LoFric Classic POBE, Nelatonkateter 40 cm, sterilt, ch 18

Dato: 02.10.2026

Mediq varenr.: 10000035



Specifikationer

Ref.nummer	4001800
Indhold/salgsenhed	30 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Latexfri
PVC Ja/Nej	PVC-fri
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	20.2 cm	53 cm	0.46 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk