

Produktdatablad

Produktnavn Konnektor, L/L, til drænage-/urinpose, 15 cm, DEHP fri steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000057



Specifikationer

Ref.nummer	60MR223115T
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	18053307010622
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	ITALY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.1 cm	15.7 cm	25.4 cm	0.16 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk