

Produktdatablad

Produktnavn OpSite Post-op, filmforbinding med Melolin kompres, steril, 5 cm x 6,5 cm

Mediq varenr.: 10000094

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	66000708
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	18 Styk
EAN nummer på salgsenhed	05000223441227
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.7 cm	12.3 cm	18.5 cm	0.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk