

Produktdatablad

Produktnavn OpSite Post-op, filmforbinding med Melolin kompres, steril, 8,5 cm x 15,5 cm

Mediq varenr.: 10000097

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	66000712
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	05000223441340
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.5 cm	12.2 cm	24.3 cm	0.227 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk