


Produktdatablad

Produktnavn **Steri-Strip, suturtape
hvid, forstærket, steril, 3 mm x 75
mm**

Mediq varenr.: 10000137

Dato: 02.10.2026



Specifikationer

Ref.nummer	R1540
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder ja 20 dage
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.6 cm	6.1 cm	15.5 cm	0.13 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk