


# Produktdatablad

## Produktnavn Jelonet, paraffin gazekompres, steril, 10 cm x 10 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000157



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 7404            |
|--------------------------|-----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 10 pakke        |
| Colli                    | 12 Styk         |
| EAN nummer på salgsenhed | 05000223074043  |
| Regulativ                | MDD (93/42)     |
| Oprindelsesland          | CHINA           |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex |
| Bemærkninger             |                 |

### Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde   | Vægt    |
|--------|---------|---------|---------|
| 1.8 cm | 13.2 cm | 17.1 cm | 0.14 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)