

Produktdatablad

Produktnavn **Vacutainer, kanyle
med ventil, grøn, steril, 21G x 1in,
0,8 mm x 25 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000301



Specifikationer

Ref.nummer	360212
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903602125
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	7.7 cm	12.3 cm	0.204 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk