

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer, kanyle med ventil, grøn, steril, 0,8 mm x 38 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000302



Specifikationer

Ref.nummer	360213
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.2 cm	8.1 cm	12.5 cm	0.21 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk