

Produktdatablad

Produktnavn **Vacutainer, kanyle med ventil, sort, steril, 0,7 mm x 25 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000303



Specifikationer

Ref.nummer	360210
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.1 cm	7.9 cm	12.4 cm	0.21 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk