

Produktdatablad

Produktnavn **Vacutainer,**
veneprobe.-sæt m/holder, blå,
305mm sl., steril, 23G, 0,6 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000324



Specifikationer

Ref.nummer	368658
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903686583
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.5 cm	17 cm	20 cm	0.412 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk