

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer,
prøvetagningssæt, grøn, 305 mm
slange, steril, 21G x 3/4in, 0,8 mm x
19 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000347



Specifikationer

Ref.nummer	367286
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903672869
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	12.5 cm	25.5 cm	0.32 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk