

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer,
veneprøvetagningssæt, 18 cm
slange, steril, 21G x 3/4in, 0,8 mm x
19 mm

Mediq varenr.: 10000348

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	367338
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903673385
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11 cm	145 cm	28 cm	0.41 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk