

# Produktdatablad

## Produktnavn 3M åndedrætsværn, FFP3 uden ventil

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000401



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 1863+                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 20 pakke                                          |
| Colli                    | 6 Styk                                            |
| EAN nummer på salgsenhed | 04046719563814                                    |
| Regulativ                | Forordningen om personlige værnemidler (2016/425) |
| Oprindelsesland          | UNITED KINGDOM                                    |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                                   |
| Bemærkninger             |                                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 9 cm   | 21 cm  | 24 cm | 0.31 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)