

Produktdatablad

Produktnavn 3M åndedrætsværn, FFP3, klasse 3 filter med ventil

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000403



Specifikationer

Ref.nummer	1873V+
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	6 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04046719563760
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
21 cm	8.5 cm	24 cm	0.238 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk