

Produktdatablad

Produktnavn Argon, forbindelsesslange, han, steril, 15 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000408



Specifikationer

Ref.nummer	404017015
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.59 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk