

Produktdatablad

Produktnavn Mediplast, øresug,
metal, grøn, luer-lock, steril, 2,0
mm x 70 mm

Mediq varenr.: 10000410

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	6066500208 (KOSAN)
Indhold/salgsenhed	60 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	07395502053559
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	JAPAN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.5 cm	10.5 cm	13.8 cm	0.19 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk