

Produktdatablad

Produktnavn Tegaderm Pad, Filmforbinding med sårpude 4,5x6cm, steril, 9 cm x 10 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000496



Specifikationer

Ref.nummer	3586
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30707387435869
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.1 cm	14 cm	19.7 cm	0.2 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk