

Produktdatablad

Produktnavn Tegaderm Pad,
Filmforbinding med sårpude
4,5x10cm, steril, 9 cm x 15 cm

Mediq varenr.: 10000497

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3589
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30707387435890
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.4 cm	15.4 cm	20.7 cm	0.25 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk