

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer, glas, grøn, Li.hep., 5/4 ml

Mediq varenr.: 10000547

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	368884
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903688846
Regulativ	IVDD (98/79)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	15.1 cm	17.9 cm	0.6 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk