

# Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer, glas m.gel  
til serum SSTanalyser, gul,  
silikoneret, 5/3,5 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000563



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 368498         |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 100 pakke      |
| Colli                    | 10 Styk        |
| EAN nummer på salgsenhed | 30382903684985 |
| Regulativ                | IVDD (98/79)   |
| Oprindelsesland          | UNITED KINGDOM |
| Bemærkninger             |                |

## Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde | Vægt     |
|--------|---------|-------|----------|
| 8.6 cm | 15.3 cm | 18 cm | 0.708 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)