

# Produktdatablad

## Produktnavn Monosed, sænkingsrør, ESR, 1,28 ml

Mediq varenr.: 10000570

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | ELI-PRD-PRV11B-50                 |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 50 pakke                          |
| Colli                    | 16 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed | 3661540700637                     |
| Regulativ                | IVDR (2017/746)                   |
| Oprindelsesland          | SWEDEN                            |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde  | Bredde | Højde   | Vægt     |
|---------|--------|---------|----------|
| 13.2 cm | 9.7 cm | 19.1 cm | 0.552 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)