

Produktdatablad

Produktnavn HEINE, Li-ion Genoplad batteri til 3.5V til BETA Håndtag

Mediq varenr.: 10000649

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	X-007.99.383
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04053755144600
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	JAPAN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	4 cm	15 cm	0.11 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk