


Produktdatablad

Produktnavn Omnistrip, suturtape let elastisk, beige, steril, 6 mm x 76 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000652



Specifikationer

Ref.nummer	540683
Indhold/salgsenhed	150 pakke
Colli	6 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4049500484428
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	10 cm	14.2 cm	0.15 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk