

Produktdatablad

Produktnavn HEINE mini 3000, LED F.O. Otoskopi 2,5V komplet i Hard case

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000655



Specifikationer

Ref.nummer	D-885.20.021
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04053755161171
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.6 cm	7.7 cm	19 cm	0.287 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk