

Produktdatablad

Produktnavn 3M EKG elektrode, til overvågning, til 4mm bananstik

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10000687



Specifikationer

Ref.nummer	2228BA
Indhold/salgsenhed	40 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CANADA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.5 cm	17.1 cm	24.6 cm	0.07 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk