

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Monocryl, sutr, ufarvet, 70 cm med PS-1 nål, steril, 3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001135



Specifikationer

Ref.nummer	W3208
Indhold/salgsenhed	12 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	6 cm	14 cm	0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk