


Produktdatablad

Produktnavn human med, STS RAPID Infiltration/Suction Cannula, 3,8 mm/30 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001210



Specifikationer

Ref.nummer	503002
Indhold/salgsenhed	1 pakke
EAN nummer på salgsenhed	04260170881175
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	7 cm	49 cm	0.15 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk