

# Produktdatablad

Produktnavn human med, STS Irri/  
aspiration cannula, engangs, 4. hul,  
st., L: 30 cm, Ø: 4,8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001214



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 1500136                           |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 5 pakke                           |
| EAN nummer på salgsenhed | 04260170880857                    |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | GERMANY                           |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 6 cm   | 13 cm  | 46 cm | 0.34 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)