

Produktdatablad

Produktnavn human med RAPID,
irri/aspiration cannula, engangs
4:hul, st., L: 30 cm, Ø: 3,8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001215



Specifikationer

Ref.nummer	1501125
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	04260170880895
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	14 cm	46 cm	0.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk