

## PEPTAMEN® 2.0

### Peptidbaseret sondeernæring som er energirig og med hydrolyseret valleprotein til patienter med malabsorption

Peptamen® 2.0 er tilpasset patienter, som er i behov af at dække deres daglige energi- og proteinbehov med en mindre mængde sondeernæring eller i forbindelse med væskerestriktion.

#### ANVENDELSE

Peptamen® 2.0 er en fødevarer til særlige medicinske formål, som er meget energirig. Sondeernæringen er peptidbaseret og består af hydrolyseret valleprotein. 70 % af det samlede fedtindhold er MCT-fedt, til patienter med fedtmalabsorption. Peptamen® 2.0 er beregnet til ernæringsmæssig håndtering af patienter med dokumenteret malabsorption, med evt. samtidig sygdomsrelateret underernæring eller væskerestriktion. Anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde for voksne.

Flasken rystes før brug.

#### DOSERING

750–1000 ml som eneste kilde til ernæring ved et gennemsnitligt behov eller ifølge lægens ordination.

#### OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hænetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



## NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

<b>Energi</b>	kcal	200
	kJ	841
<b>Fedt (38 E%)</b>	g	8,4
– heraf mættet fedt	g	6,0
– MCT	g	5,9
– heraf enkeltumættet fedt	g	0,50
– heraf flerumættet	g	1,2
– Omega-3	mg	160
<b>Kulhydrat (44 E%)</b>	g	22
– heraf sukkerarter	g	2,3
– heraf laktose	g	<0,50
<b>Kostfibre (0 E%)</b>	g	0
<b>Protein (18 E%)</b>	g	9,2
peptider (hydrolyseret valleprotein)		
<b>Salt</b>	g	0,35
<b>MINERALER</b>		
<b>Natrium</b>	mg	140
	mmol	6,1
<b>Kalium</b>	mg	280
	mmol	7,2
<b>Chlorid</b>	mg	190
	mmol	5,3
<b>Calcium</b>	mg	140
	mmol	3,5
<b>Phosphor</b>	mg	93
	mmol	3,0
<b>Phosphat</b>	mg	285
	mmol	3,0
<b>Magnesium</b>	mg	42
	mmol	1,7
<b>Jern</b>	mg	2,2
<b>Zink</b>	mg	2,1
<b>Kobber</b>	mg	0,26
<b>Mangan</b>	mg	0,48
<b>Fluorid</b>	mg	0,20
<b>Selen</b>	µg	12
<b>Chrom</b>	µg	12
<b>Molybdæn</b>	µg	18
<b>Jod</b>	µg	25
<b>VITAMINER</b>		
<b>A-vitamin</b>	µg RE	200
<b>D-vitamin</b>	µg	3,0
<b>E-vitamin</b>	mg	3,5
<b>K-vitamin</b>	µg	14
<b>C-vitamin</b>	mg	24
<b>Thiamin</b>	mg	0,40
<b>Riboflavin</b>	mg	0,30
<b>Niacin</b>	mg NE	3,7
<b>B<sub>6</sub>-vitamin</b>	mg	0,35
<b>Folsyre</b>	µg	88
<b>B<sub>12</sub>-vitamin</b>	µg	0,80
<b>Biotin</b>	µg	8,0
<b>Pantothenesyre</b>	mg	1,2
<b>ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER</b>		
<b>Cholin</b>	mg	65
<b>Osmolaritet</b>	mOsm/L	560
<b>Vand</b>	g/100 ml	71

NE: Niacinækvivalent, RE: Retinolækvivalent

## INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, hydrolyseret valleprotein (**mælk**), MCT-olie, sojaolie, mineraler (calciumphosphat, natriumchlorid, kaliumchlorid, natriumcitrat, magnesiumoxid, natriumphosphat, jernsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kobbersulfat, natriumfluorid, chromchlorid, kaliumjodid, natriumselenat, natriummolybdat), emulgator (**sojalecithin**), **fiskeolie**, cholin, vitaminer (C, E, niacin, pantothenesyre, thiamin, B<sub>6</sub>, riboflavin, A, folsyre, K, biotin, D), L-karnitin, antioxidant (E304, E307b), surhedsregulerende middel (E330). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

**Glutenfri**

**Halal-certificeret**

**Peptamen® 2.0 er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.**