

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn, oftalmoskopoved 3,5V, standard

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001368



Specifikationer

Ref.nummer	11710
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	8 cm	14 cm	0.128 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk