

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn, undersøgelseslampe GS300 LED med kørbart stativ

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001384



Specifikationer

Ref.nummer	44452
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
34 cm	57 cm	57 cm	14 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk