

Produktdatablad

Produktnavn Connecta, 3-vejhane, 100 cm slange, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001520



Specifikationer

Ref.nummer	394961
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903949619
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11.5 cm	18 cm	28.5 cm	0.37 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk