

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer, glas, mint, Li.Heparin/gel, 5/3 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001532



Specifikationer

Ref.nummer	367374
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903673743
Regulativ	IVDD (98/79)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	15.2 cm	17.8 cm	0.7 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk