

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer,
veneprobe.-sæt, blå, safety-lok,
305mm sl., steril, 23G x 3/4in

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001533



Specifikationer

Ref.nummer	368653
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	8 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903686538
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	14 cm	32 cm	0.37 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk