

Produktdatablad

Produktnavn Connecta, 3-vejhane med slange, injektionsventil, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001566



Specifikationer

Ref.nummer	394945
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Directive not validated for this part - please update to correct value
Oprindelsesland	SWITZERLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12 cm	19 cm	28.6 cm	0.46 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk