


# Produktdatablad

Produktnavn **Konnektor L/L, til  
drænage, /urinpose m/3 vejshane,  
15 cm sl. steril**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001613



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 60MR222815T                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 15 pakke                                                        |
| Colli                    | 10 Styk                                                         |
| EAN nummer på salgsenhed | 18053307010608                                                  |
| Regulativ                | MDD (93/42)                                                     |
| Oprindelsesland          | ITALY                                                           |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                                                 |
| PVC Ja/Nej               | Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items) |
| Bemærkninger             |                                                                 |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt   |
|--------|--------|-------|--------|
| 10 cm  | 16 cm  | 26 cm | 0.3 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)