

Produktdatablad

Produktnavn **V.A.C., Canister med gel, Info- og UltraV.A.C, steril, 1000 ml**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10001737



Specifikationer

Ref.nummer	M8275093/5
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00849554002050
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MEXICO
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22.5 cm	27 cm	44 cm	1.9 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk