

## NOVASOURCE® GI CONTROL

### Sondeernæring med PHGG-fiber

*Novasource® GI Control indeholder den opløselige fiber PHGG (delvist hydrolyseret guar gummi).*

#### ANVENDELSE

Novasource® GI Control er en fødevarer til særlige medicinske formål. Indeholder opløselige fibre. Novasource® GI Control er beregnet til ernæringsmæssig håndtering af patienter med normalt energi- og proteinbehov med samtidig sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko. Anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde fra 3 år.


Flasken rystes før brug.

#### DOSERING

1500–2000 ml som fuldgyltig ernæring eller ifølge anbefaling fra læge eller diætist.

#### OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hænetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



**NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml**

<b>Energi</b>	kcal	110
	kJ	462
<b>Fedt (28 E%)</b>	g	3,5
– heraf mættet	g	1,3
– MCT	g	0,72
– heraf enkeltumættet	g	1,5
– heraf flerumættet	g	0,70
– Omega-3	mg	110
<b>Kulhydrat (53 E%)</b>	g	14,5
– heraf sukkerarter	g	1,3
– heraf laktose	g	<0,05
<b>Kostfibre (4 E%)</b>	g	2,1
– heraf opløselige	g	2,1
– heraf uopløselige	g	0
<b>Protein (15 E%)</b>	g	4,1
mælkeprotein		
Forholdet valle:kasein 0:100		0:100
<b>Salt</b>	g	0,18
<b>MINERALER</b>		
<b>Natrium</b>	mg	70
	mmol	3
<b>Kalium</b>	mg	155
	mmol	4
<b>Chlorid</b>	mg	100
	mmol	2,8
<b>Calcium</b>	mg	100
	mmol	2,5
<b>Phosphor</b>	mg	65
	mmol	2,1
<b>Phosphat</b>	mg	199
	mmol	2,1
<b>Magnesium</b>	mg	14
	mmol	0,6
<b>Jern</b>	mg	1,2
<b>Zink</b>	mg	1,1
<b>Kobber</b>	mg	0,17
<b>Mangan</b>	mg	0,26
<b>Fluorid</b>	mg	0,11
<b>Selen</b>	µg	7,0
<b>Krom</b>	µg	11
<b>Molybdæn</b>	µg	13
<b>Jod</b>	µg	17
<b>VITAMINER</b>		
<b>Vitamin A</b>	µg	125
<b>Vitamin D</b>	µg	1,7
<b>Vitamin E</b>	mg	1,7
<b>Vitamin K</b>	µg	7,8
<b>Vitamin C</b>	mg	11
<b>Thiamin</b>	mg	0,16
<b>Riboflavin</b>	mg	0,19
<b>Niacin</b>	mg NE	2,2
<b>Vitamin B<sub>6</sub></b>	mg	0,21
<b>Folsyre</b>	µg	32
<b>Vitamin B<sub>12</sub></b>	µg	0,40
<b>Biotin</b>	µg	5,5
<b>Pantothensyre</b>	mg	0,70
<b>ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER</b>		
<b>Cholin</b>	mg	42
<b>Osmolaritet</b>	mOsm/L	285
<b>Vandindhold</b>	g/100 ml	83

NE: Niacinækvivalent

**INGREDIENSER**

Vand, maltodextrin, **mælkeprotein**, delvist hydrolyseret guar gummi (PHGG), vegetabiliske olier (raps og solsikke), mineraler (calciumlaktat, natriumcitrat, kaliumphosphat, kaliumchlorid, magnesiumcitrat, kaliumcitrat, natriumchlorid, calciumphosphat, calciumchlorid, magnesiumoxid, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, natriummolybdat, chromchlorid, kaliumjodid), MCT, emulgator (E472c, E471), kolinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B<sub>6</sub>, thiamin, riboflavin, A, betakaroten, D, B<sub>12</sub>, K, folsyre, biotin), stabilisator (E407, E460, E466), antioxidationsmiddel (E304). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.

*Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.*

**Glutenfri**

**Halal-certificeret**

**Novasource® GI Control er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.**