

## ISOSOURCE® ENERGY/ISOSOURCE® ENERGY FIBRE

### Energirig standardsondeernæring med eller uden fibre

Isosource® Energy sondeernæring fås med eller uden fibre. Isosource® Energy Fibre indeholder IS50™, en fiberblanding af 50 % opløselige og 50 % uopløselige fibre.

#### ANVENDELSE

Isosource® Energy/Energy Fibre er en fødevarer til særlige medicinske formål, beregnet til ernæringsbehandling af patienter med sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko, og som har et højt energibehov og/eller væskerestriktion. Anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde og kan anvendes fra 3 års alderen.

Flasken rystes før brug.

#### DOSERING

1000–1500 ml som eneste kilde til ernæring eller ifølge lægens ordination.

#### OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



## NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

<b>Energi</b>	kcal kJ	157/160* 661/673*
<b>Fedt (35 E%)</b>	g	6,2
– heraf mættet	g	2,0
– heraf enkeltumættet	g	2,8/2,9*
– heraf flerumættet	g	1,4/1,3*
<b>Kulhydrat (49/48* E%)</b>	g	19,3
– heraf sukkerarter	g	1,7/1,9*
– heraf laktose	g	<0,05
<b>Kostfibre* (0/2* E%)</b>	g	0/1,5*
– heraf opløselige	g	0,75*
– heraf uopløselige	g	0,75*
<b>Protein (16/15* E%)</b>	g	6,1
mælkeprotein		
Forholdet valle:kasein		0:100
<b>Salt</b>	g	0,3
<b>MINERALER</b>		
<b>Natrium</b>	mg mmol	120 5,2
<b>Kalium</b>	mg mmol	190 4,85
<b>Chlorid</b>	mg mmol	105/100* 3/2,8*
<b>Calcium</b>	mg mmol	110 2,7
<b>Phosphor</b>	mg mmol	90/80* 2,9/2,6*
<b>Phosphat</b>	mg mmol	276/245* 2,9/2,6*
<b>Magnesium</b>	mg mmol	18 0,7
<b>Jern</b>	mg	1,6
<b>Zink</b>	mg	1,5
<b>Kobber</b>	mg	0,24
<b>Mangan</b>	mg	0,36
<b>Fluorid</b>	mg	0,21
<b>Selen</b>	µg	10
<b>Chrom</b>	µg	15
<b>Molybdæn</b>	µg	18
<b>Jod</b>	µg	23
<b>VITAMINER</b>		
<b>Vitamin A</b>	µg	170
<b>Vitamin D</b>	µg	2,2
<b>Vitamin E</b>	mg	2,6
<b>Vitamin K</b>	µg	12
<b>Vitamin C</b>	mg	16
<b>Thiamin</b>	mg	0,24
<b>Riboflavin</b>	mg	0,27
<b>Niacin</b>	mg NE	2,7
<b>Vitamin B<sub>6</sub></b>	mg	0,28
<b>Folsyre</b>	µg	45
<b>Vitamin B<sub>12</sub></b>	µg	0,58
<b>Biotin</b>	µg	7,0
<b>Pantothensyre</b>	mg	0,86/0,90*
<b>ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER</b>		
<b>MCT</b>	g	1,2
<b>Omega-3</b>	g	0,29 /0,26*
<b>Cholin</b>	mg	60
<b>Osmolaritet</b>	mOsm/L	372/411*
<b>Vandindhold</b>	g/100 ml	77/76*

NE: Niacinækvivalent \*gælder Isosource® Energy Fibre

## INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, **mælkeproteiner**, vegetabiliske olier (raps, solsikke), MCT-fedt, mineraler (kaliumcitrat, natriumcitrat, calciumphosphat, kaliumphosphat, kaliumchlorid, magnesiumcitrat, natriumchlorid, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, chromchlorid, natriumselenit, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgator (E472c, E471), **fiskeolie**, cholinbitartrat, stabilisator (E466, E460, karregenan), vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B<sub>6</sub>, thiamin, riboflavin, A, betakaroten, folsyre, D, B<sub>12</sub>, K, biotin), antioxidant (E304). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære. Isosource® Energy Fibre indeholder også fibre (ærtfiber, akaciegummi, fructo-oligosaccharider, inulin).

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

**Glutenfri**

**Halal-certificeret**

**Isosource® Energy/Energy Fibre er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.**