

PEPTAMEN® NEUTRAL

Peptidbaseret sondeernæring til patienter med malabsorption

Peptamen® Neutral er en peptidbaseret sondeernæring med en sammensætning, som er udviklet til at imødekomme næringsbehovet hos patienter med malabsorption. Peptamen® Neutral består af hydrolyseret valleprotein. 70 % af det samlede fedtindhold er MCT-fedt, til patienter med fedtmalabsorption.

ANVENDELSE

Peptamen® Neutral er en fødevarer til særlige medicinske formål samt en peptidbaseret sondeernæring med hydrolyseret valleprotein. Peptamen® Neutral er beregnet til ernæringsmæssig håndtering af patienter med sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko med samtidig malabsorption. Anvendes i samråd med læge eller diætist. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde for voksne.

Flasken rystes før brug.

DOSERING

1500–2000 ml som eneste kilde til ernæring eller ifølge lægens ordination.

OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hænetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

Energi	kcal	100
	kJ	421
Fedt (33 E%)	g	3,7
– heraf mættet fedt	g	2,6
– MCT	g	2,6
– heraf enkeltumættet fedt	g	0,22
– heraf flerumættet	g	0,50
– Omega-3	mg	60
Kulhydrat (51 E%)	g	12,7
– heraf sukkerarter	g	0,48
– heraf laktose	g	<0,20
Kostfibre (0 E%)	g	0
Protein (16 E%)	g	4,0
peptider (hydrolyseret valleprotein)		
Salt	g	0,18
MINERALER		
Natrium	mg	74
	mmol	3,2
Kalium	mg	115
	mmol	2,9
Chlorid	mg	67
	mmol	1,9
Calcium	mg	50
	mmol	1,2
Phosphor	mg	50
	mmol	1,6
Phosphat	mg	153
	mmol	1,6
Magnesium	mg	20
	mmol	0,83
Jern	mg	1,1
Zink	mg	1,0
Kobber	mg	0,11
Mangan	mg	0,23
Fluorid	mg	0,09
Selen	µg	6,3
Chrom	µg	6,5
Molybdæn	µg	11
Jod	µg	14
VITAMINER		
Vitamin A	µg	119
Vitamin D	µg	1,1
Vitamin E	mg	1,5
Vitamin K	µg	6,6
Vitamin C	mg	14
Thiamin	mg	0,15
Riboflavin	mg	0,15
Niacin	mg NE	2,2
Vitamin B₆	mg	0,21
Folsyre	µg	28
Vitamin B₁₂	µg	0,25
Biotin	µg	3,6
Pantothensyre	mg	0,65
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
Taurin	mg	9,5
L-karnitin	mg	9,1
Cholin	mg	21
Osmolaritet	mOsm/L	220
Vand	g/100 ml	85,3

NE: Niacinækvivalent

INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, hydrolyseret valleprotein (**mælk**), MCT-olie, sojabønneolie, mineraler (natriumphosphat, calciumcitrat, magnesiumchlorid, kaliumchlorid, natriumcitrat, kaliumcitrat, natriumchlorid, magnesiumoxid, calciumphosphat, jernsulfat, zinksulfat, mangan-sulfat, kobbersulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, chromchlorid, natriummolybdat, natriumselenat), emulgator (**sojalecithin**, E471), stabilisator (E412, E407), vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B₆, A, thiamin, riboflavin, folsyre, K, D, biotin), cholinchlorid, taurin, L-karnitin. UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Glutenfri

Halal-certificeret

Peptamen® Neutral er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.