

PEPTAMEN® HN

Proteinrig peptidbaseret sondeernæring udviklet til patienter med malabsorption

Peptamen® HN er særligt egnet til patienter med forhøjet proteinbehov og samtidig malabsorption. Peptamen® HN består af hydrolyseret valleprotein. 70 % af det samlede fedtindhold er MCT-fedt, til patienter med fedtmalabsorption.

ANVENDELSE

Peptamen® HN er en fødevarer til særlige medicinske formål samt en peptidbaseret sondeernæring med højt proteinindhold. Peptamen® HN er beregnet til ernæringsmæssig håndtering af patienter med sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko, som har højt proteinbehov med samtidig malabsorption. Anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde for voksne.

Flasken rystes før brug.

DOSERING

1500–2000 ml som eneste kilde til ernæring eller ifølge lægens ordination.

OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

Energi	kcal	133
	kJ	559
Fedt (33 E%)	g	4,9
– heraf mættet	g	3,4
– MCT	g	3,4
– heraf enkeltumættet	g	0,45
– heraf flerumættet	g	0,55
– Omega-3	mg	80
Kulhydrat (47 E%)	g	15,6
– heraf sukkerarter	g	1,4
– heraf laktose	g	<0,30
Kostfibre (0 E%)	g	0
Protein (20 E%)	g	6,6
peptider (hydrolyseret valleprotein)		
Salt	g	0,22
MINERALER		
Natrium	mg	90
	mmol	3,9
Kalium	mg	180
	mmol	4,6
Chlorid	mg	60
	mmol	1,7
Calcium	mg	75
	mmol	1,9
Phosphor	mg	75
	mmol	2,4
Phosphat	mg	230
	mmol	2,4
Magnesium	mg	27
	mmol	1,1
Jern	mg	1,6
Zink	mg	1,5
Kobber	mg	0,17
Mangan	mg	0,30
Fluorid	mg	0,16
Selen	µg	8,6
Chrom	µg	8,5
Molybdæn	µg	16
Jod	µg	18
VITAMINER		
Vitamin A	µg	150
Vitamin D	µg	1,8
Vitamin E	mg	2,3
Vitamin K	µg	9,0
Vitamin C	mg	18
Thiamin	mg	0,23
Riboflavin	mg	0,22
Niacin	mg NE	3,3
Vitamin B₆	mg	0,30
Folsyre	µg	43
Vitamin B₁₂	µg	0,40
Biotin	µg	5,5
Pantothensyre	mg	0,96
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
Cholin	mg	35
Taurin	mg	10
L-Karnitin	mg	14
Osmolaritet	mOsm/L	350
Vand	g/100 ml	80

NE: Niacinækvivalent

INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, hydrolyseret valleprotein (**mælk**), MCT-olie, sojabønneolie, mineraler (natriumphosphat, magnesiumchlorid, natriumcitrat, calciumphosphat, kaliumcitrat, kaliumchlorid, calciumphosphat, kaliumcitrat, kaliumchlorid, calciumcitrat, magnesiumoxid, kaliumhydroxid, natriumchlorid, jernsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kobbersulfat, natriumfluorid, chromchlorid, kaliumjodid, natriumselenat, natriummolybdat) emulgator (**sojalecithin**, E471), vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B₆, thiamin, riboflavin, A, folsyre, K, biotin, D), cholinchlorid, stabilisator (E412, E407), L-karnitin, taurin. UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Glutenfri

Halal-certificeret

Peptamen® HN er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.