

Produktdatablad

Produktnavn Vygon Nutrisafe2, adaptor, ENFit, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10002101



Specifikationer

Ref.nummer	368.72
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	18 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	12.5 cm	29 cm	0.264 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk