

NOVASOURCE® GI ADVANCE

Protein- og energirig sondeernæring med PHGG-fiber

Novasource® GI Advance er en energi- og proteinrig sondeernæring, som indeholder den opløselige fiber PHGG (Delvist Hydrolyseret Guar gummi).

ANVENDELSE

Novasource® GI Advance er en fødevarer til særlige medicinske formål, med højt energi- og proteinindhold samt opløselige fibre. Novasource® GI Advance er beregnet til ernæringsmæssig håndtering af patienter med sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko. Anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde fra 3 år.

Flasken rystes før brug.

DOSERING

1000–1500 ml som fuldgyltig ernæring eller ifølge anbefaling fra læge eller diætist.

OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

Energi	kcal	155
	kJ	652
Fedt (27 E%)	g	4,7
– heraf mættet	g	1,5
– MCT	g	0,9
– heraf enkeltumættet	g	1,9
– heraf flerumættet	g	1,2
– Omega-3	g	0,3
Kulhydrat (45 E%)	g	17,5
– heraf sukkerarter	g	1,8
– heraf laktose	g	≤0,5
Kostfibre (3 E%)	g	2,2
– heraf opløselige	g	2,2
– heraf uopløselige	g	0
Protein (25 E%)	g	9,6
intakt kaseinprotein		
hydrolyseret valleprotein		
Forholdet valle:kasein		21:79
Salt	g	0,17
MINERALER		
Natrium	mg	67
	mmol	2,9
Kalium	mg	177
	mmol	4,5
Chlorid	mg	80
	mmol	2,3
Calcium	mg	105
	mmol	2,6
Phosphor	mg	100
	mmol	3,2
Phosphat	mg	307
	mmol	3,2
Magnesium	mg	21
	mmol	0,9
Jern	mg	1,7
Zink	mg	1,8
Kobber	mg	0,24
Mangan	µg	360
Fluorid	µg	160
Selen	µg	10
Chrom	µg	15
Molybdæn	µg	18
Jod	µg	22
VITAMINER		
A-vitamin	µg	170
D-vitamin	µg	2,2
E-vitamin	mg	2,7
K-vitamin	µg	11
C-vitamin	mg	19
Thiamin	mg	0,25
Riboflavin	mg	0,27
Niacin	mg NE	3,1
B₆-vitamin	mg	0,28
Folsyre	µg	45
B₁₂-vitamin	µg	0,7
Biotin	µg	7,0
Pantothensyre	mg	0,8
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
Cholin	mg	57
Osmolaritet	mOsm/L	335
Vandindhold	g/100 ml	75

NE: Niacinækvivalent

INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, **mælkeproteiner** (intakt, hydrolyseret), vegetabiliske olier (raps og solsikke), delvist hydrolyseret guar gummi, MCT, **fiskolie**, mineraler (kaliumphosphat, magnesiumcitrat, kaliumchlorid, kaliumhydroxid, natriumchlorid, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, chromchlorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit), emulgator (E472c, E471), cholinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B₆, thiamin, riboflavin, A, folsyre, K, biotin, D, B₁₂), antioxidationsmiddel (E304, E330). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Glutenfri

Halal-certificeret

Novasource® GI Advance er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.