

ISOSOURCE® STANDARD/ISOSOURCE® STANDARD FIBRE

Standardsondeernæring med eller uden fibre

Isosource® standardsondeernæring fås med eller uden fibre. Isosource® Standard Fibre indeholder IS50™, en fiberblanding af 50 % opløselige og 50 % uopløselige fibre.

ANVENDELSE

Isosource® Standard/Standard Fibre er en fødevarer til særlige medicinske formål, beregnet til ernæringsbehandling af patienter med sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko. Anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde og kan anvendes fra 3 års alderen.

Flasken rystes før brug.

DOSERING

1500–2000 ml som eneste kilde til ernæring eller ifølge lægens ordination.

OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

Energi	kcal kJ	100/103* 422/434*
Fedt (30 E%)	g	3,4
– heraf mættet	g	1,2
– heraf enkeltumættet	g	1,5
– heraf flerumættet	g	0,7
Kulhydrat (54/52* E%)	g	13,5
– heraf sukkerarter	g	1,2
– heraf laktose	g	<0,05
Fiber (0/3* E%)	g	0/1,5*
– heraf opløselige	g	0,75*
– heraf uopløselige	g	0,75*
Protein (16/15* E%)	g	3,9
mælkeprotein		
Forholdet valle:kasein		0:100
Salt	g	0,2
MINERALER		
Natrium	mg mmol	80 3,5
Kalium	mg mmol	135 3,45
Chlorid	mg mmol	75/100* 2,1/2,8*
Calcium	mg mmol	70 1,7
Phosphor	mg mmol	60 1,9
Phosphat	mg mmol	184 1,9
Magnesium	mg mmol	17 0,7
Jern	mg	1,1
Zink	mg	1,1
Kobber	mg	0,17
Mangan	mg	0,24
Fluorid	mg	0,13
Selen	µg	7,0
Chrom	µg	11
Molybdæn	µg	13
Jod	µg	16
VITAMINER		
Vitamin A	µg	110
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin E	mg	1,6
Vitamin K	µg	7,0
Vitamin C	mg	11
Thiamin	mg	0,14
Riboflavin	mg	0,17
Niacin	mg NE	1,7/1,6*
Vitamin B₆	mg	0,17
Folsyre	µg	29
Vitamin B₁₂	µg	0,38
Biotin	µg	4,6
Pantothensyre	mg	0,6
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
MCT	g	0,70
Omega-3	g	0,16/0,15*
Kolin	mg	38
Osmolaritet	mOsm/L	239/266*
Vandindhold	g/100 ml	86/85*

NE: Niacinækvivalent *gælder Isosource® Standard Fibre

INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, **mælkeproteiner**, vegetabiliske olier (raps, solsikke), MCT-fedt, mineraler (natriumcitrat, kaliumphosphat*, kaliumchlorid, kaliumcitrat*, kaliumphosphat, magnesiumcitrat, calciumphosphat, magnesiumoxid, kaliumcitrat, natriumchlorid, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangan-sulfat, natriumfluorid, natriumselenit, chromchlorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgator (E472c, E471), stabilisator (E460*, E466*, karregenan), **fiskeolie**, kolinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B₆, thiamin, riboflavin, betakaroten, A, D, B₁₂, K, folsyre, biotin), antioxidant (E304). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære. Isosource® Standard Fibre indeholder også fibre (ærtfiber, akaciagummi, fructo-oligosaccharider, inulin).

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Glutenfri

Halal-certificeret

Isosource® Standard/Standard Fibre er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.