

ISOSOURCE® PROTEIN/ISOSOURCE® PROTEIN FIBRE

Proteinrig standardsondeernæring med eller uden fibre

Isosource® Protein sondeernæring fås med eller uden fibre. Isosource® Protein Fibre indeholder IS50™, en fiberblanding af 50 % opløselige og 50 % uopløselige fibre.

ANVENDELSE

Isosource® Protein/Protein Fibre er en fødevarer til særlige medicinske formål, beregnet til ernæringsbehandling af patienter med sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko, og som har et højt proteinbehov. Anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde og kan anvendes fra 3 års alderen.

Flasken rystes før brug.

DOSERING

1500–2000 ml som eneste kilde til ernæring eller ifølge lægens ordination.

OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

Energi	kcal kJ	130/133* 549/561*
Fedt (30 E%)	g	4,4
– heraf mættet	g	1,3/1,4*
– heraf enkeltumættet	g	2,1/2,0*
– heraf flerumættet	g	1,0
Kulhydrat (49/48* E%)	g	16
– heraf sukkerarter	g	1,4/1,5*
– heraf laktose	g	<0,05
Kostfibre (0/2* E%)	g	0/1,5*
– heraf opløselige	g	0,75*
– heraf uopløselige	g	0,75*
Protein (21/20*)	g	6,7
mælkeprotein		
Forholdet valle:kasein		0:100
Salt	g	0,22/0,3*
MINERALER		
Natrium	mg mmol	90/120* 3,9/5,2*
Kalium	mg mmol	150/120* 3,8/3*
Chlorid	mg mmol	70/75* 2/2,1*
Calcium	mg mmol	100/90* 2,8/2,5*
Phosphor	mg mmol	75 2,4
Phosphat	mg mmol	230 2,4
Magnesium	mg mmol	12/14* 0,5/0,6*
Jern	mg	1,1
Zink	mg	1,1
Kobber	mg	0,17
Mangan	mg	0,30
Fluorid	mg	0,16
Selen	µg	8,5
Chrom	µg	11
Molybdæn	µg	13
Jod	µg	19
VITAMINER		
Vitamin A	µg	140
Vitamin D	µg	1,8
Vitamin E	mg	1,9
Vitamin K	µg	9,0
Vitamin C	mg	14
Thiamin	mg	0,19
Riboflavin	mg	0,23
Niacin	mg NE	2,5
Vitamin B₆	mg	0,25
Folsyre	µg	37
Vitamin B₁₂	µg	0,6
Biotin	µg	5,8
Pantothensyre	mg	0,72/0,75*
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
MCT	g	0,88
Omega-3	g	0,18
Cholin	mg	50
Osmolaritet	mOsm/L	283/311*
Vandindhold	g/100 ml	81/79*

NE: Niacinækvivalent *gælder Isosource® Protein Fibre

INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, **mælkeproteiner**, vegetabiliske olier (raps, solsikke), MCT-fedt, mineraler (kaliumphosphat, calciumcitrat, kaliumcitrat, natriumcitrat, kaliumchlorid, magnesiumcitrat, natriumchlorid, calciumphosphat, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, chromchlorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgator (E472c, E471), **fiskeolie**, stabilisator (E466, E460, E407), cholinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, B₆, thiamin, A, riboflavin, betakaroten, folsyre, D, B₁₂, K, biotin), antioxidant (E304). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære. Isosource® Protein Fibre indeholder også fibre (ærtfiber, akaciagummi, fructooligosaccharider, inulin).

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Glutenfri

Halal-certificeret

Isosource® Protein/Protein Fibre er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.