

ISOSOURCE® JUNIOR FIBRE

Sondeernæring til børn med normalt energi – og næringsbehov

Isosource® Junior Fibre er en sondeernæring, tilpasset børn fra 1 års alderen med normalt energi- behov. Isosource® Junior Fibre indeholder valle og ka- sein (36:64). Isosource® Junior Fibre indeholder IS50™, en fiberblanding af 50 % opløselige og 50 % uopløselige fibre.

ANVENDELSE

Fødevarer til særlige medicinske formål. Produktet er beregnet til ernæringsmæssig håndtering af patienter med sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko. Anvendes under lægelig overvågning. Sonde- ernæringen er egnet som eneste ernæringskilde fra 1 år.

Flasken rystes før brug.

DOSERING

Det anbefalede daglige indtag er 500–2000 ml afhængigt af barnets behov, eller ifølge lægens ordination.

OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

Energi	kcal	100
	kJ	418
Fedt (40 E%)	g	4,4
– heraf mættet	g	0,80
– heraf enkeltumættet	g	2,2
– heraf flerumættet	g	1,4
– heraf Omega-3	mg	140
– heraf EPA	mg	12,0
– heraf DHA	mg	24,0
Forholdet n-6:n-3		7,1:1
Kulhydrat (50 E%)	g	12,5
– heraf sukkerarter	g	0,55
– heraf laktose	g	<0,30
Fiber (2 E%)	g	1,0
– heraf opløselige	g	0,5
– heraf uopløselige	g	0,5
Protein (8 E%)	g	2,0
mælkeprotein		
Forholdet valle:kasein		36:64
Salt	g	0,14
MINERALER		
Natrium	mg	55
	mmol	2,4
Kalium	mg	100
	mmol	2,6
Chlorid	mg	90
	mmol	2,5
Calcium	mg	73
	mmol	1,8
Phosphor	mg	45
	mmol	1,5
Phosphat	mg	138
	mmol	1,5
Magnesium	mg	16
	mmol	0,7
Jern	mg	1,0
Zink	mg	0,55
Kobber	mg	0,080
Mangan	mg	0,13
Fluorid	mg	0,080
Selen	µg	2,7
Chrom	µg	3,5
Molybdæn	µg	4,0
Jod	µg	10
VITAMINER		
Vitamin A	µg	42
Vitamin D	µg	1,1
Vitamin E	mg	1,2
Vitamin K	µg	5,0
Vitamin C	mg	7,0
Thiamin	mg	0,10
Riboflavin	mg	0,10
Niacin	mg NE	1,1
Vitamin B₆	mg	0,12
Folsyre	µg	15
Vitamin B₁₂	µg	0,20
Biotin	µg	4,0
Pantothensyre	mg	0,40
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
Taurin	mg	8,0
L-karnitin	mg	2,0
Kolin	mg	25
Inositol	mg	4,0
Osmolaritet	mOsm/L	177
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	207
Vandindhold	g/100 ml	85

NE: Niacinækvivalent

INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, vegetabiliske olier (solsikke, raps), **mælkeproteiner**, fiber (ærter, akaciegummi, fructo-oligosaccharider, inulin), mineraler (kaliumchlorid, kaliumcitrat, calciumphosphat, natriumphosphat, calciumcitrat, natriumchlorid, magnesiumcitrat, magnesiumoxid, natriumcitrat, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, chromchlorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumfluorid, natriumselenit), emulgator (E472c, E471), **fiskeolie**, kolinbitartrat, stabilisator (E401), vitaminer (C, niacin, pantothensyre, B₆, thiamin, riboflavin, betakaroten, E, A, folsyre, biotin, K, D, B₁₂), taurin, inositol, L-karnitin, antioxidationsmiddel (E304).

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Glutenfri

Halal-certificeret

Isosource® Junior Fibre er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.