

# Produktdatablad

Produktnavn MiniONE,  
forlængerslange, vinklet, enkeltv.  
indpakket, 60 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10002796



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 8-2421-ISOSAF                     |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 10 pakke                          |
| Colli                    | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | UNITED STATES                     |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 5 cm   | 24 cm  | 27 cm | 0.31 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)